

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Số: 05:2024/HĐ

CÔNG TY TNHH HƯNG ĐIỆN

Địa chỉ: 345/2 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903767702

CÔNG BỐ:

Tiêu chuẩn cơ sở số: **TCCS 05:2024/HĐ**

Áp dụng cho sản phẩm: **SOQI CERAMIC HEATER**

Còn gọi là: Dụng cụ xông nhiệt SOQI

Mã kiểu hàng (model): **HH-1D**

Sản xuất tại: Hsin Ten Health & Wealth Industry (Hefei) Co., Ltd

669 Chang-jiang Wesr Road, He-fei, An-hui, Trung Quốc.

Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trên đây.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024



TỔNG GIÁM ĐỐC

PAN, TZU-YU

CÔNG TY TNHH HƯNG ĐIỆN

345/2 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 05:2024/HĐ

SOQI CERAMIC HEATER

(DỤNG CỤ XÔNG NHIỆT SOQI)

Model HH-1D

Ban hành lần thứ: 02

Thay thế Tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS 01:2019/HĐ

Số: 05:2024/QĐ-HĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Tiêu chuẩn áp dụng

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH HƯNG ĐIỆN

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 do Chủ tịch quốc hội công bố ngày 21 tháng 11 năm 2007;
- Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309634315, ngày 16 tháng 11 năm 2009.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tiêu chuẩn áp dụng

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 05:2024/HĐ

Áp dụng cho sản phẩm: SOQI Ceramic Heater (còn gọi là Dụng cụ xông nhiệt SOQI)

Mã kiểu hàng: HH-1D

Điều 2. Các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HC



LỜI NÓI ĐẦU

- Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 05:2024/HĐ, áp dụng cho sản phẩm SOQI Ceramic Heater, model HH-1D do Tổng giám đốc Công ty TNHH Hưng Điện ban hành theo Quyết định số 05:2024/QĐ-HĐ ngày ..02/ tháng ..01/ năm 2024 theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong quá trình áp dụng, Tiêu chuẩn này có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế, thu hồi, hủy bỏ cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật.

A. PHẦN KHÁI QUÁT

1. Tên gọi: SOQI Ceramic Heater

Tên gọi khác: Dụng cụ xông nhiệt SOQI

Mã kiểu hàng (model): HH-1D

Nhãn hiệu: SOQI

Tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS 05:2024/HĐ

Thành phần: - 01 máy xông nhiệt

- 02 dụng cụ đôn cao máy;

- 02 dụng cụ gác tay.

2. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho sản phẩm SOQI Ceramic Heater (HH-1D) do Hsin Ten Health & Wealth Industry (Hefei) Co., Ltd sản xuất tại Trung Quốc, là thiết bị/dụng cụ xông nhiệt, giữ ấm cục bộ cơ thể.

B. PHẦN KỸ THUẬT

1. Tiêu chuẩn kỹ thuật

1.1. Thông số kỹ thuật

Tên chỉ tiêu	Tiêu chuẩn
Kích thước (mm):	(D)805 x (C)401 x (R)367
Trọng lượng:	7.5 kg
Kết cấu, kiểu dáng:	Xem hình ảnh đính kèm
Công suất tiêu thụ:	380W
Điện áp:	AC220V~240V / 50Hz/60Hz
Tắm nhiệt tạo nhiệt:	70°C ±5°C (158°F±41°F)
Nhiệt độ tối đa:	90°C ±5°C (194°F±41°F)
Nhiệt độ hoạt động:	0°C~40°C(32°F~104°F) (Nhiệt độ môi trường)
Kiểm soát nhiệt độ	Thiết bị điện tử kiểm soát nhiệt độ
Dây điện	Chiều dài có thể sử dụng 2.5m
Chế độ thời gian	15 / 30 / 45 / 60 phút

Dụng cụ gác tay chịu lực:	Trọng lượng tối đa 20 kg
---------------------------	--------------------------

1.2. Phương pháp thử:

- Theo phương pháp của nhà sản xuất.

2. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản**2.1. Bao gói**

- Mỗi máy được đóng gói trong 01 thùng giấy.

2.2. Ghi nhãn

- Nội dung ghi nhãn không trái với Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
- Trên mỗi sản phẩm có đầy đủ các thông tin: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa; Năm sản xuất; Thành phần; Thông số kỹ thuật; Hướng dẫn sử dụng; Thông tin cảnh báo an toàn (nếu có). (Xem nội dung nhãn phụ hàng hóa đính kèm).

2.3. Vận chuyển

- Sản phẩm có thể được vận chuyển bằng: máy bay, container, xe tải thùng.

2.4. Bảo quản

- Để nơi khô ráo, bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh va đập mạnh.

C. PHẦN THÔNG TIN BỔ SUNG**1. Hướng dẫn sử dụng, Thông tin cảnh báo an toàn, Hướng dẫn bảo quản (Xem nội dung Hướng dẫn sử dụng đính kèm)****2. Thời hạn sử dụng**

- Bảo hành: 01 năm.

3. Tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa

Sản xuất tại: HSIN TEN HEALTH & WEALTH INDUSTRY (HEFEI) CO., LTD.




Đ/C: 669 Chang-jiang West Road, He-fei, An-hui, Trung Quốc.

Nhập khẩu và phân phối bởi: CÔNG TY TNHH HUNG ĐIỀN

Đ/C: 345/2 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.


Kết cấu, kiểu dáng sản phẩm

SOQI CERAMIC HEATER (model HH-1D)



Dụng cụ dôn cao máy

Dụng cụ gác tay



Nội dung nhãn phụ hàng hóa

Tên hàng hóa: **SOQI CERAMIC HEATER (Dụng cụ xông nhiệt SOQI)**

Mã kiểu hàng: **HH-1D**

Tháng sản xuất (MM/YYYY):/.....

Thông số kỹ thuật: • Điện áp: 220-240V / 50-60 Hz; Công suất tiêu thụ: 380W; Tắm nhiệt tạo nhiệt: 70°C ±5°C; Nhiệt độ tối đa: 90°C ±5°C; Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C.

- Kích thước (mm): (D)805 x (C)401 x (R)367 ; Chiều dài dây điện: 2,5m ; Trọng lượng: 7,5kg
- Phụ kiện: Dụng cụ đôn cao máy, dụng cụ gác tay chịu lực tối đa 20kg.

Hướng dẫn sử dụng: Cắm dây nguồn, mở công tắc nguồn tại hộp nguồn điều khiển, khi đó máy đang mở ở trạng thái chờ. Cài đặt thời gian trên bộ điều khiển bằng cách nhấn vào nút ►, thời gian từ 0~60 phút, mỗi lần nhấn tăng lên 15 phút (0→15→30→45→60), thiết bị tự động hoạt động sau khi cài đặt thời gian theo nhu cầu sử dụng. Thời gian được hiển thị dưới dạng đếm ngược, âm thanh báo hết giờ và tự ngắt nguồn điện. Cuối cùng, tắt nút nguồn và rút dây nguồn. • Trường hợp cần tắt máy khi máy còn đang hoạt động, nhấn nút ■ để thời gian trở về số 0, sau đó mới tắt nút nguồn và rút dây nguồn.

Thông tin cảnh báo an toàn: •Ngưng sử dụng ngay nếu da có biểu hiện đỏ, nóng rát hoặc sưng lên, sau đó ngâm với nước lạnh hoặc bôi kem, và tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu muốn tiếp tục sử dụng; Dùng khăn che mắt lại khi dùng máy tại vùng đầu; Không dùng máy trong nhà tắm hoặc môi trường ẩm ướt; Không dùng khăn hoặc vải che kín bề mặt máy để tránh trường hợp máy không thông nhiệt, dễ bị cháy bộ điều khiển hoặc giảm tuổi thọ máy; Không ngồi lên trên máy; Trẻ nhỏ không được tự ý mở/tắt máy.

Hướng dẫn bảo quản: Dùng khăn ướt hoặc vải mềm thấm ít chất rửa mang tính kiềm lau nhẹ nhàng lên bề mặt máy; Chú ý! Không được sử dụng dung dịch pha loãng, xăng dầu, nhớt để lau máy. Ngưng sử dụng ngay và thông báo cho Công ty khi gặp các tình trạng như đầu cắm điện phát nóng trong lúc sử dụng, bộ điều khiển gặp sự cố, dây điện bị trầy xước hoặc hư hỏng, những tình trạng bất thường khác. Chú ý: Không được tự tháo gỡ, sửa chữa sản phẩm.

Sản xuất tại: HSIN TEN HEALTH & WEALTH INDUSTRY (HEFEI) CO., LTD.

Đ/C: 669 Chang-jiang West Road, He-fei, An-hui, Trung Quốc.

Nhập khẩu và phân phối bởi: CÔNG TY TNHH HÙNG ĐIỀN

Đ/C: 345/2 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hướng dẫn sử dụng

SOQI CERAMIC HEATER HH-1D (Dụng cụ xông nhiệt SOQI)

1. Hướng dẫn sử dụng


1.1. Cách thao tác mở/tắt máy

- Cắm dây nguồn, mở công tắc nguồn tại hộp nguồn điều khiển, khi đó máy đang mở ở trạng thái chờ.
- Thiết lập thời gian trên bộ điều khiển bằng cách nhấn vào nút ►, thời gian từ 0~60 phút, mỗi lần nhấn tăng lên 15 phút (0→15→30→45→60);
- Thiết bị tự động hoạt động sau khi thiết lập thời gian theo nhu cầu sử dụng;
- Thời gian được hiển thị dưới dạng đếm ngược, khi hết giờ, thời gian hiển thị là “0”, đồng thời máy phát ra tiếng thông báo và tự ngắt nguồn điện.
- Cuối cùng, tắt nút nguồn và rút dây nguồn.


*** Trường hợp cần tắt máy khi máy còn đang hoạt động, nhấn nút ■ để thời gian trở về “0”, sau đó mới tắt nút nguồn và rút dây nguồn.


1.2. Cách lắp ráp phụ kiện kèm theo:

- Dụng cụ đôn cao máy dùng để điều chỉnh độ cao máy cho phù hợp với thân hình của mỗi người dùng.
- Dụng cụ gác tay tăng độ thoải mái khi dùng máy với tư thế ngồi.



1.3. Một số tư thế tham khảo khi dùng máy





1.4. Lưu ý:

- Trong quá trình sử dụng, nếu da bị đỏ, nóng rát hoặc sưng lên, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức, ngâm với nước lạnh hoặc bôi kem, và tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu muốn tiếp tục sử dụng;
- Hãy dùng khăn che mắt lại khi bạn dùng máy tại vùng đầu.

2. Thông tin cảnh báo an toàn (Vui lòng đọc kỹ):

- Không dùng máy trong nhà tắm hoặc môi trường ẩm ướt.
- Không dùng khăn hoặc vải che kín bề mặt máy để tránh trường hợp máy không thoát nhiệt, dễ bị cháy bộ điều khiển hoặc giảm tuổi thọ máy.
- Không được ngồi lên trên máy;
- Nhằm đảm bảo an toàn về điện, trẻ nhỏ không được tự ý mở/tắt máy.

3. Hướng dẫn bảo quản:

- Khi vệ sinh bề mặt máy, nên dùng khăn ướt hoặc vải mềm thấm ít chất rửa mang tính kiềm lau nhẹ nhàng lên máy.

Chú ý! Không được sử dụng dung dịch pha loãng, xăng dầu, nhớt để lau máy.

- Khi gặp tình trạng dưới đây, lập tức ngưng sử dụng và thông báo cho Công ty hoặc nhân viên kinh doanh phụ trách khu vực:
 - o Trong lúc sử dụng đầu cắm điện phát nóng;
 - o Bộ điều khiển gặp sự cố;
 - o Dây điện bị trầy xước hoặc hư hỏng;
 - o Những tình trạng bất thường khác.

Chú ý: Không được tự tháo gỡ, sửa chữa sản phẩm.